

Le séchage et le dépoussiérage


Dans la gamme de produits **Audioline**, vous trouverez des éléments indispensables à l'entretien de vos aides auditives :

La poire soufflante a été conçue pour retirer la totalité de l'eau et humidité restées dans le tube de votre embout et dans les événements d'aération. Il vous suffit alors de presser la membrane de la poire en dirigeant le bout sur l'élément à sécher, ou en l'insérant directement dans le tube.

Le **spray haute pression** a été élaboré pour un séchage rapide et efficace, mais aussi pour assurer un dépoussiérage complet de l'aide auditive.

[Le spray haute pression est disponible en 50 et 150 ml](#)

Air + Gaz propulseur complètement sec, exempt d'impureté, validé par les normes sécuritaires et environnementales.



Votre **Audioprothésiste** vous conseillera, sur les produits nécessaires, sur leurs modes et fréquences d'utilisation.